



**Tabela 1 - Cálculo da Atividade (A%)
Conversão do Tempo de Protrombina (TP) em segundos
para Atividade (A%)**

TP do Paciente em segundos	TP do Plasma de Referência em segundos				
	11	12	13	14	15
11	100%	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%
11,5	92%	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%
12	85%	100%	> 100%	> 100%	> 100%
12,5	78%	93%	> 100%	> 100%	> 100%
13	72%	82%	100%	> 100%	> 100%
13,5	66%	80%	94%	> 100%	> 100%
14	60%	74%	88%	100%	> 100%
14,5	55%	68%	82%	94%	> 100%
15	50%	62%	76%	88%	100%
15,5	45%	57%	70%	82%	94%
16	40%	50%	65%	76%	88%
17	36%	42%	54%	65%	77%
18	33%	37%	43%	54%	66%
19	31%	34%	38%	44%	57%
20	29%	32%	35%	39%	48%
21	27%	30%	32,5%	36%	41%
22	25,5%	28%	30,5%	34%	38%
23	24%	26,5%	28,5%	32%	36%
24	23%	25%	26,5%	31%	34%
25	22%	23,5%	25%	28,5%	32%
26	21%	22%	24%	27%	30%
27	20%	21%	23%	25,5%	28%
28	19%	20%	22%	24%	26%
29	18%	19%	21%	23%	25,5%
30	17%	18%	20%	22%	24%
32	16%	17%	19%	20%	22,5%
34	15%	16%	17%	19%	21%
36	14%	15%	16%	18%	19,5%
38	13%	14%	15%	17%	18%
40	12%	13%	14%	16%	16,5%
42	11,5%	12%	13%	15%	15%
44	11%	11,5%	12%	14%	14%
46	10%	10,5%	11%	13%	13%
48	—	10%	10,5%	12%	12%
50	—	—	10%	11%	11,5%
52	—	—	—	10%	11%
54	—	—	—	—	10,5%
56	—	—	—	—	10%
58	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—

Tabela 2 - Cálculo da RNI
Conversão da Relação do Tempo de Protrombina para RNI

RP = Relação dos Tempos de Protombina = TP do plasma do paciente ÷ TP Plasma do plasma de referência
 ISI = Índice Internacional de Sensibilidade - Atenção: Ver ISI no rótulo do frasco de Tromboplastin SI
 RNI = Relação Normalizada Internacional

Relação Normalizada Internacional - RNI

RP	ISI 1.00	ISI 1.05	ISI 1.10	ISI 1.15	ISI 1.20	ISI 1.25	ISI 1.30	ISI 1.35
1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.1	1.10	1.11	1.11	1.12	1.12	1.13	1.13	1.14
1.2	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.26	1.27	1.28
1.3	1.30	1.32	1.33	1.35	1.37	1.39	1.41	1.43
1.4	1.40	1.42	1.45	1.47	1.50	1.52	1.55	1.57
1.5	1.50	1.53	1.56	1.59	1.63	1.66	1.69	1.73
1.6	1.60	1.64	1.68	1.72	1.76	1.80	1.84	1.89
1.7	1.70	1.75	1.79	1.84	1.89	1.94	1.99	2.05
1.8	1.80	1.85	1.91	1.97	2.02	2.08	2.15	2.21
1.9	1.90	1.96	2.03	2.09	2.16	2.23	2.30	2.38
2.0	2.00	2.07	2.14	2.22	2.30	2.38	2.46	2.55
2.1	2.10	2.18	2.26	2.35	2.44	2.53	2.62	2.72
2.2	2.20	2.29	2.38	2.48	2.58	2.68	2.79	2.90
2.3	2.30	2.40	2.50	2.61	2.72	2.83	2.95	3.08
2.4	2.40	2.51	2.62	2.74	2.86	2.99	3.12	3.26
2.5	2.50	2.62	2.74	2.87	3.00	3.14	3.29	3.45
2.6	2.60	2.73	2.88	3.00	3.15	3.30	3.46	3.63
2.7	2.70	2.84	2.98	3.13	3.29	3.46	3.64	3.82
2.8	2.80	2.95	3.10	3.27	3.44	3.62	3.81	4.01
2.9	2.90	3.06	3.23	3.40	3.59	3.78	3.99	4.21
3.0	3.00	3.17	3.35	3.54	3.74	3.95	4.17	4.41
3.1	3.10	3.28	3.47	3.67	4.09	4.11	4.35	4.61
3.2	3.20	3.39	3.59	3.81	4.04	4.28	4.54	4.81
3.3	3.30	3.50	3.72	3.95	4.19	4.45	4.72	5.01
3.4	3.40	3.61	3.84	4.09	4.34	4.62	4.91	5.22
3.5	3.50	3.73	3.97	4.22	4.50	4.79	5.10	5.43
3.6	3.60	3.84	4.09	4.36	4.65	4.96	5.29	5.64
3.7	3.70	3.95	4.22	4.50	4.81	5.13	5.48	5.85
3.8	3.80	4.08	4.34	4.64	4.90	5.31	5.67	6.06
3.9	3.90	4.17	4.47	4.78	5.12	5.48	5.87	
4.0	4.00	4.29	4.59	4.92	5.20	5.66	6.06	
4.1	4.10	4.40	4.72	5.07	5.44	5.83		
4.2	4.20	4.51	4.85	5.21	5.60	6.01		
4.3	4.30	4.63	4.90	5.35	5.76			
4.4	4.40	4.74	5.10	5.50	5.92			
4.5	4.50	4.85	5.23	5.64	6.08			
4.6	4.60	4.96	5.36	5.78				
4.7	4.70	5.08	5.49	5.93				
4.8	4.80	5.19	5.62	6.07				
4.9	4.90	5.31	5.74					
5.0	5.00	5.42	5.87					
5.1	5.10	5.53	6.00					
5.2	5.20	5.65						
5.3	5.30	5.70						
5.4	5.40	5.88						
5.5	5.50	5.99						
5.6	5.60	6.10						
5.7	5.70							
5.8	5.80							
5.9	5.90							
6.0	6.00							