



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: FRUTOSAMINA – PP**

**REF. 462**

**LOTE: 8029**

**DATA DE VALIDADE: 11/2020**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| <b>Parâmetros</b>        | <b>Faixa aceitável</b>      | <b>Resultados do lote</b> |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Absorbância do Branco    | <0,065                      | De acordo                 |
| Fator de Calibração      | 39 a 45                     | De acordo                 |
| Aspectos físico-químicos | Dentro dos limites internos | De acordo                 |
| Linearidade              | Até 7,0 mmol/L              | De acordo                 |
| Soro Controle nível I    | Dentro dos limites internos | De acordo                 |
| Soro Controle nível II   | Dentro dos limites internos | De acordo                 |

Data: 13/03/2018

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade