



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Amilase Direta CNP Amilasa Directa CNP/Direct Amylase CNP
Referência Referencia / Reference:	407/407M
Lote Lot:	202101
Validade Validez / Expiration date:	04/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parâmetros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,002
Linearidade Linealidad / Linearity:	1700 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	195 (156 - 234) U/L	186 g/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	617 (494 - 740) U/L	589 g/dL

Data

Fecha / Date:

20/04/2021

José Gilmar Pereira Berto

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**CNPJ: 03.142.794/0001-16****Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG****Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br****www.goldanalisa.com.br**

