



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: SANGUE OCULTO – EIC

REF. 533

LOTE: 20I005 (CM03)

DATA DE VALIDADE: 02/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| Parâmetros | Especificações | Resultados do lote |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| Aspecto Placa-Teste | Íntegra e sem manchas | De acordo |
| Aspecto Extrator | Límpido incolor | De acordo |
| Amostras positivas | Positivo | De acordo |
| Amostras negativas | Negativo | De acordo |

Data: 03/12/2020

Isabela F A Santos - CRFMG 16773
Laboratório de Controle de Qualidade