

| | |
|---|--|
| Produto Producto / Product: | Colesterol Colesterol/ Cholesterol |
| Referência Referencia / Reference: | 460E |
| Lote Lot: | 202106 |
| Validade Validez / Expiration date: | 07/2023 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|--|---|--|
| Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance | <0,300 | 0,017 |
| Fator de Calibração (670 nm) Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm): | 540 a 660 | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects: | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad/Linearity: | 500 mg/dL | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I: | 72 (61 - 83) mg/dL | 71 mg/dL |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II: | 118 (100 - 136) mg/dL | 120 mg/dL |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 23/08/2021 |
|------------------------------|-------------------|



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br