

**LOTE: 7003 VAL.: 05/2020****Notas**

- As dosagens enzimáticas foram realizadas na temperatura de 37 °C.

- Para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

ANALITO	CAT.	MÉTODO	VALORES ASSINALADOS	UNIDADES
ÁCIDO ÚRICO	451	Enzimático-Colorimétrico	7.02	mg/dL
ALBUMINA	419	Colorimétrico VBC	4.33	g/dL
ALT/GPT	422	Cinético-UV	112	U/L
AMILASE	407	Cinético-Colorimétrico (CNP)	466	U/L
AST/GOT	421	Cinético-UV IFCC	108	U/L
BILIRRUBINA TOTAL	331	Colorimétrico (Sims – Horn)	4.48	mg/dL
BILIRRUBINA DIRETA	331	Colorimétrico (Sims – Horn)	3.60	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	431	Colorimétrico-Dicloroanilina	4.57	mg/dL
BILIRRUBINA DIRETA	431	Colorimétrico-Dicloroanilina	2.95	mg/dL
CÁLCIO	448	Colorimétrico-Cresolftaleína	11.77	mg/dL
CÁLCIO	449	Colorimétrico-Arsenazo	11.44	mg/dL
CLORETOS	544	Tiocianato	120	mEq/L
COLESTEROL	460	Enzimático-Colorimétrico	175	mg/dL
COLINESTERASE	415	Cinético-Colorimétrico	5594	U/L
CREATININA	435	Cinético-Colorimétrico	4.14	mg/dL
FOSFATASE ALCALINA	440	Cinético-Colorimétrico IFCC	441	U/L
FÓSFORO	412	UV-Fosfomolibdato	7.43	mg/dL
GAMA GT	461	Cinético-Colorimétrico IFCC	124	U/L
GLICOSE	434	Enzimático-Colorimétrico	230	mg/dL
LDH	457	Cinético-UV	899	U/L
LIPASE	409	Cinético-Colorimétrico	144	U/L
MAGNÉSIO	450	Colorimétrico-Magon Sulfonado	3.06	mg/dL
PROTEÍNAS TOTAIS	418	Colorimétrico-Biureto	7.52	g/dL
TRIGLICÉRIDES	459	Enzimático-Colorimétrico	160	mg/dL
URÉIA	416	Cinético-UV	110	mg/dL