

Controle de HbA1C

Tabela com valores controle para HbA1C.

REF. 603.2

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 8166

VAL.: 2019-07

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.

- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 8166 Val: 07/19					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
HbA1C	Turbidimetria	Elevado (N2)	9.0	7.2 - 10.7	%

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 01/18