


# Controle de Proteínas

Tabela com valores controle para proteínas.

REF. 602

MS 80022230191



# Analisa

**LOTE: 8161**

**VAL.: 2020-04**

#### Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 8161 Val: 04/20

Analito (*)	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
Ferritina	Turbidimetria	Normal (N1)	53.6	42.9 - 64.3	µg/L
Ferritina	Turbidimetria	Elevado (N2)	194	155 - 233	µg/L
PCR AS	Turbidimetria	Normal (N1)	2.06	1.65 - 2.47	mg/L
PCR AS	Turbidimetria	Elevado (N2)	7.05	5.64 - 8.46	mg/L

(\*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas:  $\alpha$ -1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 01/18