

Controle de Proteínas

Tabela com valores controle para proteínas.

REF. 602.2

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 8167

VAL.: 2020-04

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 8167 Val: 04/20

Analito (*)	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
Ferritina	Turbidimetria	Elevado (N2)	194	155 - 233	µg/L
PCR AS	Turbidimetria	Elevado (N2)	7.05	5.64 - 8.46	mg/L

(*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas: α -1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 01/18