

# Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.2

MS 80022230191



# Analisa

**LOTE: 8168**

**VAL.: 2020-03**

**Notas**

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

**Lote: 8168 Val: 03/20**

Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	263	210 - 316	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	97.3	68.1 - 126.5	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	53.4	37.4 - 69.4	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 01/18