

VALORES DE REFERÊNCIA PEDIÁTRICOS

Exame	Método	Valores de Referência
Acido Úrico	Enzimático-Colorimétrico (Uricase/Peroxidase)	Até 1 mês: < 5,2 mg/dL 2 meses a 1 ano: < 6,2 mg/dL Crianças: < 6,1 mg/dL
Albumina	Verde de Bromocresol	Neonatos: 3,8 a 4,2 g/dL
ALT/GPT Transaminase TGP	Cinético UV Temperatura: 37 °C	1 a 5 dias: < 35 U/L 6 dias a 6 meses: < 56 U/L 7 meses a 1 ano: < 54 U/L 1 a 3 anos: < 33 U/L 4 a 6 anos: < 29 U/L 7 a 12 anos: < 39 U/L
AST /GOT Transaminase TGO	Cinético UV Temperatura: 37 °C	1 a 5 dias: < 97 U/L 6 dias a 6 meses: < 77 U/L 7 meses a 1 ano: < 82 U/L 1 a 3 anos: < 48 U/L 4 a 6 anos: < 36 U/L 7 a 12 anos: < 47 U/L
Bilirrubina Total	Sulfanílico Diazotado	1 dia: < 5,0 mg/dL 2 dias: < 9,0 mg/dL 3 a 5 dias: < 12,0 mg/dL Crianças: < 1,5 mg/dL
Cálcio	Azul de Metiltimol	1 dia a 1 mês: 7,2 a 11,2 mg/dL 2 meses a 1 ano: 8,4 a 10,8 mg/dL Acima de 1 ano: 8,4 a 10,4 mg/dL
Colesterol	Enzimático Colorimétrico (Oxidase/Peroxidase)	Até 1 mês: 50 a 170 mg/dL 2 meses a 1 ano: 60 a 190 mg/dL Acima de 1 ano: 110 a 230 mg/dL
Creatina Quinase CK-NAC CK Total	Cinético UV Temperatura: 37 °C	1 a dias: < 652 U/L 6 dias a 6 meses: < 295 U/L 7 meses a 1 ano: < 203 U/L 1 a 3 anos: < 228 U/L 4 a 6 anos: < 149 U/L
Creatinina	Cinético Colorimétrico (Picrato Alcalino)	Recém nascidos: < 1,2 mg/dL Até 6 meses: < 0,9 mg/dL Acima de 7 meses: < 1,0 mg/dL
Ferro	Colorimétrico-Ferrozina	Recém Nascidos: 36 a 184 µg/dL Até 6 meses: 36 a 156 µg/dL Acima de 7 meses: 43 a 184 µg/dL
Fosfatase Alcalina	Cinético Colorimétrico (Tampão AMP IFCC) Temperatura: 37 °C	1 a 5 dias: < 600 U/L 6 dias a 6 meses: < 1076 U/L 7 meses a 1 ano: < 1107 U/L 1 a 3 anos: < 673 U/L 4 a 6 anos: < 644 U/L 7 a 12 anos: < 448 U/L
Gama GT	Cinético-Colorimétrico Temperatura: 37 °C	1 a 5 dias: < 185 U/L 6 dias a 6 meses: < 204 U/L 7 meses a 1 ano: < 34 U/L 1 a 3 anos: < 18 U/L 4 a 6 anos: < 23 U/L 7 a 12 anos: < 17 U/L
LDH Desidrogenase Láctica	Cinético-UV (Piruvato-Lactato) Temperatura: 37 °C	1 a 5 dias: < 1732 U/L 6 dias a 6 meses: < 975 U/L 7 meses a 1 ano: < 1100 U/L 1 a 3 anos: < 850 U/L 4 a 6 anos: < 615 U/L 7 a 12 anos: < 580 U/L
Proteínas Totais	Colorimétrico-Biureto	Prematuros, 1 dia: 3,4 a 5,0 g/dL 1 dia a 1 mês: 4,6 a 6,8 g/dL 2 meses a 1 ano: 4,8 a 7,6 g/dL Acima de 1 ano: 6,0 a 8,0 g/dL
Uréia	Cinético-UV	Até 6 meses: < 42 mg/dL Acima de 7 meses: < 48 mg/dL