



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Controle N1/N2 Reumático Control reumático/Rheumatic control
Referência Referencia / Reference:	601
Lote Lot:	6081
Validade Validez / Expiration date:	03/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Exatidão Precisión/ Accuracy	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data Fecha / Date:	11/06/2025
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br



Controle Reumático | Control Reumático

Tabela de Valores do soro controle para reumatologia/Tabla de Valores del suero de control para reumatología

Ref: 601
ANVISA 80022230191

LOTE: 6081

VAL.: 08/03/2027

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.

- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Tabela Controle Reumático cat. 601					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	172	138 - 206	UI/mL
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	260	208 - 312	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	38,7	27,1 - 50,3	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	71,1	49,8 - 92,4	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	25,6	17,9 - 33,3	mg/L
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	54,7	38,3 - 71,1	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.