

| | |
|---|--|
| Produto Producto / Product: | Ácido Úrico Ácido úrico / Uric acid: |
| Referência Referencia / Reference: | 451 |
| Lote Lot: | 3150 |
| Validade Validez / Expiration date: | 04/2025 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|--|---|--|
| Absorbância do Branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance: | <0,300 | 0,066 |
| Fator de Calibração Factor de calibracion/Calibration Factor | 25,9 a 35,1. | 32,97 |
| Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad / Linearity: | Até 25 mg/dL hasta 25mg/dL/Until 25mg/dL | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I: | 3.65 (3.10 – 4.20) mg/dL | 3,27 mg/dL |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II: | 5.90 (5.00 - 6.80) mg/dL | 5,38 mg/dL |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 15/06/2023 |
|------------------------------|-------------------|

Isabela F. A. Silva

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br