

Analisa	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 10/2025
HDL SC – REF. 114 ANVISA - 80022230217		Página: 1 de 9

SEÇÃO 1: Identificação

1.1. Identificação do produto:

Forma do Produto	Mistura
Nome Comercial	HDL SC
Código do Produto	114
Grupo do Produto	Produto Comercial

1.2. Outras maneiras de identificação

HDL SC – Cat. 114

1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso

Uso recomendado	Somente para uso diagnóstico <i>in vitro</i> .
-----------------	--

1.4. Detalhes do fornecedor

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
Rua Carmelita Toledo, 240
Eymard - Belo Horizonte - MG Brasil - 31910-570
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Serviço de Apoio ao Cliente
Fone: 55 (31) 3045-2800
sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br

1.5. Número do telefone de emergência

Número de emergência	(31) 30452800 / (31) 9319-8767
----------------------	--------------------------------

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725:2023)

Toxicidade Aguda Oral Categoria 2 e 3
Toxicidade Aguda Dérmica Categoria 1 e 4
Toxicidade Aguda Inalação Categoria 2
Perigosa ao ambiente aquático Aguda Categoria 1
Perigosa ao ambiente aquático Crônica Categoria 1
Mutagenicidade em células germinativas Categoria 2
Irritação ocular Categoria 2

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

GHS BR rotulagem

Pictogramas de perigo (GHS BR)



Palavras de advertência (GHS BR)

Perigo

Frases de perigo (GHS BR)

H300 – Fatal se ingerido.
H310 – Fatal em contato com a pele.
H330 – Fatal por inalação.
H400 – Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410 – Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros.
H301 – Tóxico se ingerido. (Cat.3)
H312+H332 – Nocivo em contato com a pele/por inalação

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 10/2025
HDL SC – REF. 114 ANVISA - 80022230217		Página: 2 de 9

H341 – Suspeita de provocar alterações genéticas.
H315+H319 – Pode causar irritação na pele/olhos (se declarado).
H319 – Provoca irritação ocular grave.
H315 – Provoca irritação cutânea.

Frases de Precaução (GHS BR)

P260 – Não inalar poeira/fumaça/gás/névoa/vapor/aerossol.
P262 – Evitar contato com os olhos, pele ou roupas.
P264 – Lavar cuidadosamente a pele após o manuseio.
P270 – Não comer, beber ou fumar durante o uso.
P273 – Evitar a liberação para o ambiente.
P280 – Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/ facial
P281 – Utilizar medidas de controle de exposição individual adequadas
P301 + P310 – EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P302 + P352 – Em CASO DE CONTATO COM A PELE: lavar abundantemente com água.
P301 + P312 – EM CASO DE INGESTÃO: contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico se sentir indisposição
P304 + P340 – EM CASO DE INALAÇÃO: remover a pessoa para local arejado e mantê-la em repouso.
P305 + P351 + P338 – Em CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água por vários minutos. Remover lentes de contato presentes e fáceis de remover. Continuar a enxaguar.
P310 – Contate imediatamente um médico.
P391 – Recolher o produto derramado
P405 – Armazenar em local fechado à chave.
P501 – Descarte o conteúdo/recipiente conforme legislação local.
P312 – Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico se sentir indisposto.

2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação

Nenhuma informação adicional disponível.

SEÇÃO 3: Composição e Informações sobre os Ingredientes

3.1. Substâncias

Não é aplicável.

3.2. Misturas

Nome	Identificação do produto	%
4-Aminofenazona	nº CAS: 58-15-1	4 mmol/L
azida de sódio	nº CAS: 26628-22-8	0,05
N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3,5-dimetoxianilina (HDAOS)	nº CAS: 82692-88-4	0,56

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros	Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. Em caso de exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
Medidas de primeiros-socorros após inalação	Quando os sintomas ocorrerem: vá para o ar fresco e ventile a área suspeita.
Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele	Após contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com água em abundância.
Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos	Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 10/2025
HDL SC – REF. 114 ANVISA - 80022230217		Página: 3 de 9

Medidas de primeiros-socorros após ingestão

Se ingerido, procurar orientação médica imediatamente e mostrar a embalagem ou o rótulo.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalação

Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele

Embora nenhum dado apropriado de efeitos para a saúde humana ou animal seja conhecido, espera-se que este material seja perigoso por inalação.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos

Nenhum em condições normais.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão

Nenhum em condições normais.

Sintomas Crônicos

Nenhum em condições normais.

4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Notas ao médico

Tratar sintomaticamente.

SEÇÃO 5: Medidas de Combate a Incêndio

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados

Pó químico seco, CO₂, água pulverizada ou espuma comum.

Meios de extinção inadequados

Não use jato de água.

5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Perigo de incêndio

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

Perigo de explosão

Nenhum perigo direto de explosão.

5.3. Medidas de proteção especial para a equipe de combate a incêndio

Instruções de combate a incêndios

Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável. Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória.

Proteção durante o combate a incêndios

Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados. Utilize equipamento de respiração do tipo autônomo com pressão positiva e roupa de proteção contra produtos químicos.

SEÇÃO 6: Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

6.1. Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Medidas gerais

Evitar o contato com a pele e com os olhos. Impedir a entrada em esgotos, solos, fossas ou qualquer outro lugar onde a sua acumulação possa ser perigosa. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas. Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

6.1.1. Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

Equipamento de proteção

Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.

Procedimentos de emergência

Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de proteção adequado pode intervir. Abandone a área. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais.

6.1.2. Para o pessoal do serviço de emergência

Equipamento de proteção

Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados. Luvas. Equipar o

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 10/2025
HDL SC – REF. 114 ANVISA - 80022230217		Página: 4 de 9

peçoal da limpeza com proteoão adequada.

Procedimentos de emergência

Impedir a entrada em esgotos, subsolos, fossas ou qualquer outro lugar onde a sua acumulaoão possa ser perigosa. Evacuar o peçoal desnecessário. Contenha o vazamento se puder ser feito com seguranaça.

6.2. Precauoões ao meio ambiente

Evite a liberaão para o meio ambiente. Naõ permitir a entrada em bueiros ou cursos de água. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas.

6.3. Métodos e materiais para a contenão e limpeza

Para contenão

Absorver o material derramado com areia ou terra. Contenha qualquer derramamento com barreiras ou materiais absorventes para evitar migraão e entrada em esgotos e córregos. Interromper o vazamento, se possível sem riscos.

Métodos de limpeza

Absorver o líquido derramado com material absorvente. Limpar superfícies contaminadas com água em abundância.

Outras informaões

Eliminar materiais ou resíduos sólidos em um centro autorizado.

SEÇÃO 7: Manuseio e Armazenamento

7.1. Precauoões para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado

Naõ se espera que apresente um perigo significativo sob condições normais de uso.

Precauoões para manuseio seguro

Naõ coma, beba ou fume durante a utilizaão deste produto. Conserve somente no recipiente original. Naõ manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauões de seguranaça.

Medidas de higiene

Sempre lave as mãs após manusear o produto. Naõ coma, beba ou fume durante a utilizaão deste produto.

7.2. Condiões de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Medidas técnicas

Mantenha em local fresco, bem ventilado e longe de fontes de calor.

Condiões de armazenamento

Armazenar no recipiente original. Mantenha em local fresco. Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar.

Temperatura de armazenamento

Armazenar entre 2 – 8 °C.

Materiais para embalagem

Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

SEÇÃO 8: Controle de Exposição e Proteoão Individual

8.1. Parâmetros de controle

azida de sódio (26628-22-8)

EUA - ACGIH - Limites de exposião ocupacional

Nome local

Sodium azide

ACGIH OEL Ceiling

0,29 mg/m3 (as Sodium azide)

0,11 ppm (as Hydrazoic acid vapor)

Observaão (ACGIH)

TLV® Basis: Card impair; lung dam. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 10/2025
HDL SC – REF. 114 ANVISA - 80022230217		Página: 5 de 9

Referência regulamentar ACGIH 2024

8.2. Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados de engenharia Assegurar boa ventilação do local de trabalho.

8.3. Medidas de proteção pessoal

Equipamento de proteção individual:

Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.

Proteção para as mãos:

Luvas de proteção (Nitrilo, neoprene, pva)

Proteção para os olhos:

Usar óculos de segurança com proteções laterais.

Proteção para a pele e o corpo:

Usar roupas de proteção adequadas.

Proteção respiratória:

Não é necessária nenhuma proteção respiratória em condições normais de uso.

Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:



SEÇÃO 9: Propriedades Físicas e Químicas

9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

Estado Físico	Líquido
Cor	Não disponível
Odor	Não disponível
Limiar de odor	Não disponível
PH	Reagente 1: 6,6 Reagente 2: 7,0
Ponto de fusão	Não disponível
Ponto de congelamento	Não disponível
Ponto de ebulição	Não disponível
Ponto de Fulgor	Não disponível
Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1)	Não disponível
Inflamabilidade	Não disponível
Limite de explosão	Não disponível
Pressão de vapor	Não disponível

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 10/2025
HDL SC – REF. 114 ANVISA - 80022230217		Página: 6 de 9

Densidade relativa do vapor a 20°C	Não disponível
Densidade relativa	Não disponível
Densidade	Não disponível
Solubilidade	Não disponível
Coeficiente de partição n-octanol/água (valor do log Kow)	Não disponível
Temperatura de auto-ignição	Não disponível
Temperatura de decomposição	Não disponível
Viscosidade, cinemática	Não disponível
Tamanho das partículas	Não Aplicável
Distribuição do tamanho das partículas	Não Aplicável
Forma das partículas	Não Aplicável
Taxa de proporção das partículas	Não Aplicável
Área de superfície específica das partículas	Não Aplicável

9.2. Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico

Nenhuma informação adicional disponível.

9.3. Outras características de segurança

Nenhuma informação adicional disponível.

SEÇÃO 10: Estabilidade e Reatividade

Estabilidade química	Estável sob condições normais de uso.
Condições a serem evitadas	Temperaturas extremamente altas ou baixas. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. Não fume.
Produtos perigosos da decomposição	À temperatura ambiente, não é conhecido nenhum produto perigoso de decomposição.
Materiais incompatíveis	Consultar o(s) fornecedor(es) destes materiais para recomendações específicas.
Possibilidade de reações perigosas	Nenhuma, em condições normais de uso.
Reatividade	O produto não é reativo nas condições normais de utilização, armazenamento e transporte.
Temperatura de manipulação	Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 11: Informações Toxicológicas

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral)	Não disponível
Toxicidade aguda (dérmica)	Não disponível
Toxicidade aguda (inalação)	irritante à pele e olhos e pode causar irritação respiratória por inalação

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 10/2025
HDL SC – REF. 114 ANVISA - 80022230217		Página: 7 de 9

Corrosão/irritação à pele	Não classificado.
Lesões oculares graves/irritação ocular	Não disponível
Sensibilização respiratória ou à pele	Não disponível
Mutagenicidade em células germinativas	Não disponível
Carcinogenicidade	Não disponível
Toxicidade à reprodução	Não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição Única	Não disponível
Toxicidade para órgãos-alvos específicos - Exposição repetida	Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
Perigo por aspiração	Não disponível

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalação	Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele	Embora nenhum dado apropriado de efeitos para a saúde humana ou animal seja conhecido, espera-se que este material seja perigoso por inalação.
Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos	Nenhum em condições normais.
Sintomas/efeitos em caso de ingestão	Nenhum em condições normais.
Sintomas crônicos	Nenhum em condições normais.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1. Ecotoxicidade

Perigoso ao ambiente aquático, agudo	Muito tóxica para organismos aquáticos; efeitos de longa duração.
Perigoso ao ambiente aquático, crônico	Não classificado

azida de sódio (26628-22-8)

LC ₅₀ peixe 96 h	≈ 0,7–5 mg/L
-----------------------------	--------------

12.2. Persistência e degradabilidade

azida de sódio (26628-22-8)

Persistência e degradabilidade	Não é rapidamente biodegradável
--------------------------------	---------------------------------

4-Aminofenazona (4-Aminoantipyrine – CAS 83-07-8)

Persistência e degradabilidade	Não é rapidamente biodegradável
--------------------------------	---------------------------------

12.3. Potencial bioacumulativo

Potencial moderado de bioacumulação

12.4. Mobilidade no solo

A Azida de Sódio tem alta mobilidade – pode se mover facilmente em solos e águas subterrâneas.

12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozônio	Não disponível.
----------------------------------	-----------------

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 10/2025
HDL SC – REF. 114 ANVISA - 80022230217		Página: 8 de 9

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

Legislação regional (resíduos)	O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.
Métodos de tratamento de resíduos	Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislações locais.
Recomendações de despejo de águas residuais	O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.
Recomendações de disposição de produtos/embalagens	Cumprir com os regulamentos aplicáveis para a eliminação dos resíduos sólidos. O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais. O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.
Informações adicionais	Não reutilizar recipientes vazios.
Informações Ecológicas	Evite a liberação para o meio ambiente.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

14.1. Regulamentações nacionais e internacionais

Não classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte

14.2. Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível.

SEÇÃO 15: Regulamentos nacionais

Regulamentações locais do Brasil	Resolução no 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências. Norma ABNT NBR 14725.
----------------------------------	---

azida de sódio (26628-22-8): Exército Brasileiro-Lista

no CAS (Sistema)	26628-22-8
Nome (CAS)	Azida de sódio
Número de ordem	7.3.0040
Nome Oficial	Azida de sódio
Tipo de PCE	7 - PRODUTO QUÍMICO
Grupo de Controle	7.3 - PQIM

azida de sódio (26628-22-8): Polícia Civil-Lista

nº CAS (Sistema)	26628-22-8
Nome (CAS)	Azida de sódio
Número de ordem	390
Nome Oficial	AZIDA DE SÓDIO
Grupo de Controle	1 - PQ controlado pelo exército

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 10/2025
HDL SC – REF. 114 ANVISA - 80022230217		Página: 9 de 9

SEÇÃO 16: Outras Informações

Outras informações

Reagente 1 (Pronto para uso): Contém Tampão de Good, pH 6,6 (25°C) 100 mmol/L; Cloreto de sódio 170 mmol/L; Colesterol-esterase 1400 U/L; Colesterol oxidase 800 U/L; Catalase 600 kU/L; Ascorbato oxidase 3000 U/L; N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3,5- dimetil anilina (HDAOS) 0,56 mmol/L.

Reagente 2 (Pronto para uso): Contém Peroxidase 3500 U/L; 4-Aminofenazona 4 mmol/L; Tampão de Good, pH 7,0 (25°C) 100 mmol/L; Azida sódica 0,05%.

Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.