



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	FRTurbidimetria Turbidimetría por FR/FR Turbidimetry
Referência Referencia / Reference:	472
Lote Lot:	Padrão cat. 472.1 - 1 ml - lote 1294 - 157 UI/mL Látex cat. 472.2 - 10 mL - lote 001A Tampão cat. 472.3 - 40 mL - lote 002A
Validade Validez / Expiration date:	Padrão val. 26/01/2028 Látex val. 03/01/2027 Tampão val. 03/01/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<1,400	0,0968
Linearidade Linealidad / Linearity:	160 IU/mL	De Acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	38,7 (27,1 - 50,3) IU/mL	35,0 IU/mL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	68,3 (47,8 - 88,8) UI/mL	67,0 IU/mL

Data Fecha / Date:	05/06/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br

