



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

Soro Anti-Humano (Coombs)

Suero Antihumano/Anti-Human Serum

Referência

Referência / Reference:

176

Lote

Lot:

012

Validade

Validez / Expiration date:

19/01/2028

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Aspecto visual e Propriedades Organolépticas

Reagente	Referência	Resultado
Soro Anti-Humano (Coombs) Globulina poliespecífica humana (1 x 10 mL)	Líquido límpido, verde intenso, inodoro, sem partículas ou precipitados.	Aprovado

Pesquisa de Antiglobulina Indireta (Coombs Indireto)

AMOSTRA		SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS 5% [B+]	INTERPRETAÇÃO	RESULTADO
		SORO ANTI-HUMANO ALBUMINA BOVINA		
SORO	A	4+	Positivo	Aprovado
	O	-	Negativo	
	AB	4+	Positivo	

Graduação	Descrição
4 +	Botão sólido com pequenos grumos e fundo claro
3 +	Grumos grandes e numerosos com fundo claro
2 +	Grumos pequenos e numerosos com fundo róseo
1 +	Grumos pequenos e fundo bastante róseo
(+) - Fraco	Presença de minúsculas aglutinações em fundo bastante róseo
0 - Negativo	Ausência de aglutinação, fundo bastante róseo com hemácias em suspensão
CM (Campo Misto)	Presença de aglutinações e de hemácias em suspensão, com fundo róseo
He	Hemólise total ou parcial das hemácias. É indicador de positividade

Data

Fecha / Date:

24/07/2026

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br