

Produto Producto / Product:	Ácido Úrico Acido Urico/Uric acid
Referência Referencia / Reference:	451
Lote Lot:	1045
Validade Validez / Expiration date:	02/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,068
Atividade do branco Actividad del blanco/ Blank activity:	N/A	-
Linearidade Linealidad / Linearity:	25 mg/dL	De Acordo De acuerdo/Accordingly
Sensibilidade Sensibilidad / Sensitivity:	≤0,06	0,0328

Data Fecha / Date:	16/03/2021
------------------------------	-------------------



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control