

Analisa	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 02/2026
FÓSFORO – REF. 342 ANVISA - 80022230154		Página: 1 de 10

SEÇÃO 1: Identificação

1.1. Identificação do produto:

Forma do Produto	Mistura
Nome Comercial	Fósforo
Código do Produto	342
Grupo do Produto	Produto Comercial

1.2. Outras maneiras de identificação

Fósforo – Cat. 342

1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso

Uso recomendado	Somente para uso diagnóstico <i>in vitro</i> .
-----------------	--

1.4. Detalhes do fornecedor

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
Rua Carmelita Toledo, 240
Eymard - Belo Horizonte - MG Brasil - 31910-570
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Serviço de Apoio ao Cliente
Fone: 55 (31) 3045-2800
sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br

1.5. Número do telefone de emergência

Número de emergência	(31) 30452800 / (31) 9319-8767
----------------------	--------------------------------

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725:2023)

Toxicidade aguda – Categoria 3
Perigoso ao meio ambiente aquático (em alguns casos)
Corrosivo/irritante – Categoria 1
Corrosivo – Categoria 1A

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

GHS BR rotulagem

Pictogramas de perigo (GHS BR)



Palavra de advertência (GHS BR)

Perigo

Frases de Perigo (GHS BR)

H301 – Tóxico se ingerido
H311 – Tóxico em contato com a pele
H331 – Tóxico se inalado
H314 – Provoca queimaduras graves à pele e danos aos olhos
H290 – Pode ser corrosivo para metais

Frases de precaução (GHS BR)

P260 – Não inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P264 – Lavar cuidadosamente após o manuseio.
P260 – Não inalar vapores/névoas.
P264 – Lavar cuidadosamente após o manuseio.

P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 – Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P301 + P310 – EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P303 + P361 + P353 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a pele com água/chuveiro.
P304 + P340 – EM CASO DE INALAÇÃO: Remover a pessoa para local ventilado e mantê-la em posição confortável para respirar.
P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Retirar lentes de contato, se presentes e fáceis de remover. Continuar enxaguando.
P405 – Armazenar em local fechado à chave.
P406 – Armazenar em recipiente resistente à corrosão com revestimento interno adequado.
P501 – Descartar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional.
P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água por vários minutos. Retirar lentes de contato se possível.
P301 + P330 + P331 – EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar vômito.
P303 + P361 + P353 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a pele com água/chuveiro.

2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação

Nenhuma informação adicional disponível.

SEÇÃO 3: Composição e Informações sobre os Ingredientes

3.1. Substâncias

Não é aplicável.

3.2. Misturas

Nome	Identificação do produto	%
Hidroxilamina	nº CAS: 7803-49-8	5 - 15%
Hidróxido de sódio	nº CAS: 1310-73-2	30 - 40%
Ácido sulfúrico	nº CAS: 7664-93-9	5 - 10%

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros	Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.
Medidas de primeiros-socorros após inalação	Quando os sintomas ocorrerem: vá para o ar fresco e ventile a área suspeita. Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Após contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com água em abundância. Se a roupa se aderir à pele, não a remova. Tenha cuidado, o produto pode permanecer preso debaixo da roupa, calçado ou de um relógio de pulso.
Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos	Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 02/2026
FÓSFORO – REF. 342 ANVISA - 80022230154		Página: 3 de 10

Medidas de primeiros-socorros após ingestão

Se ingerido, procurar orientação médica imediatamente e mostrar a embalagem ou o rótulo.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos	Pode causar queimaduras severas.
Sintomas/efeitos em caso de inalação	Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse,, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração.
Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele	Altamente corrosivo para a pele. Provoca queimaduras graves. Irritação (coceira, vermelhidão, formação de bolhas).
Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos	Ardência. Vermelhidão. Causa graves queimaduras nos olhos, vermelhidão coceira, lágrimas.
Sintomas/efeitos em caso de ingestão	Queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal.

4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Notas ao médico	Tratar sintomaticamente.
-----------------	--------------------------

SEÇÃO 5: Medidas de Combate a Incêndio

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados	Pó químico seco, CO2, água pulverizada ou espuma comum.
Meios de extinção inadequados	Não use jato de água.

5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Perigo de incêndio	Líquido e vapores altamente inflamáveis. Os vapores são mais densos que o ar e podem deslocar-se pelo chão. Possibilidade de ignição à distância. A agitação pode provocar acúmulo de carga eletrostática. Os vapores podem provocar um incêndio/explosão se fontes de ignição estiverem presentes. Em caso de incêndio, gases corrosivos são liberados. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.
Perigo de explosão	Os vapores podem formar uma mistura explosiva em contato com o ar. A exposição prolongada ao fogo pode causar ruptura e/ou explosão dos recipientes.

5.3. Medidas de proteção especial para a equipe de combate a incêndio

Medidas preventivas contra incêndios	Manter o recipiente fechado quando não estiver em uso. Este produto não pode ser utilizado em condições de ventilação reduzida.
Instruções de combate a incêndios	Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável. Afaste os recipientes da área do fogo, se isso puder ser feito sem risco. Combata o fogo de uma distância segura ou utilize mangueiras com suporte ou canhão motor. Resfriar lateralmente com água os recipientes expostos às chamas, mesmo após o fogo ter sido extinto. Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória.
Proteção durante o combate a incêndios	Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados. Utilize equipamento de respiração do tipo autônomo com pressão positiva e roupa de proteção contra produtos químicos.
Outras informações	Em caso de incêndio, gases corrosivos e nocivos são liberados.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 02/2026
FÓSFORO – REF. 342 ANVISA - 80022230154		Página: 4 de 10

SEÇÃO 6: Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

6.1. Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Medidas gerais	Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Evitar o contato com a pele e com os olhos. Impedir a entrada em esgotos, subsolos, fossas ou qualquer outro lugar onde a sua acumulação possa ser perigosa. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas. Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais.
----------------	---

6.1.1. Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

Equipamento de proteção	Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.
Procedimentos de emergência	Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de proteção adequado pode intervir. Evite chamas e faíscas. Elimine todas as fontes de ignição. Não toque nem caminhe sobre o produto derramado. Abandone a área. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais.

6.1.2. Para o pessoal do serviço de emergência

Equipamento de proteção	Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados. Utilize equipamento de respiração do tipo autônomo com pressão positiva e roupa de proteção contra produtos químicos. Luvas. Usar óculos de segurança com proteção lateral. Usar equipamento de respiração autônomo. Roupa de proteção total impermeável, luvas e botas devem ser usadas para evitar qualquer contato com o produto. Roupas à prova de corrosão. Equipamento autônomo de respiração. Equipar o pessoal da limpeza com proteção adequada.
Procedimentos de emergência	Impedir a entrada em esgotos, subsolos, fossas ou qualquer outro lugar onde a sua acumulação possa ser perigosa. Manter afastado de material combustível. Todo o equipamento utilizado no manuseio do produto deve estar aterrado. Evacuar o pessoal desnecessário. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança.

6.2. Precauções ao meio ambiente

Evite a liberação para o meio ambiente. Não permitir a entrada em bueiros ou cursos de água. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas.

6.3. Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Para contenção	Absorver o material derramado com areia ou terra. Contenha qualquer derramamento com barreiras ou materiais absorventes para evitar migração e entrada em esgotos e córregos. Interromper o vazamento, se possível sem riscos.
Métodos de limpeza	Absorver o líquido derramado com material absorvente. Absorver o líquido restante com areia ou material absorvente inerte e levar para um lugar seguro. Limpar superfícies contaminadas com água em abundância.
Outras informações	Eliminar materiais ou resíduos sólidos em um centro autorizado.

SEÇÃO 7: Manuseio e Armazenamento

7.1. Precauções para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado	Não se espera que apresente um perigo significativo sob condições normais de uso. Vapores inflamáveis podem acumular-se no recipiente.
Precauções para manuseio seguro	Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Fornecer ventilação adequada para minimizar concentrações de poeira e/ou vapor. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. Não fume. Manuseie cuidadosamente. Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante as transferências. Utiliza apenas ferramentas antifaíscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Usar equipamento de proteção

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 02/2026
FÓSFORO – REF. 342 ANVISA - 80022230154		Página: 5 de 10

individual. Conserve somente no recipiente original. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Medidas de higiene

Sempre lave as mãos após manusear o produto. Remova a roupa contaminada. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Medidas técnicas

Assegure uma ventilação adequada, sobretudo em lugares fechados.

Condições de armazenamento

Armazenar no recipiente original. Mantenha em local fresco. Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Armazenar em recipientes originais ou resistentes a corrosão e ou recipientes revestidos. Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar.

Materiais incompatíveis

Material combustível. Metais.

Temperatura de armazenamento

Armazenar entre 15 e 25 °C.

Materiais para embalagem

Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

SEÇÃO 8: Controle de Exposição e Proteção Individual

8.1. Parâmetros de controle

Hidroxilamina

EUA - ACGIH - Limites de exposição ocupacional

Nome local

Hidroxilamina

ACGIH OEL – Ceiling

0,2 ppm

Observação (ACGIH)

Valor teto (Ceiling) – não deve ser excedido em nenhum momento da exposição.

Referência regulamentar

ACGIH – TLVs® and BEIs®

Ácido sulfúrico

EUA - ACGIH - Limites de exposição ocupacional

Nome local

Ácido sulfúrico

ACGIH OEL Ceiling

0,2 mg/m³

Observação (ACGIH)

Aplicável a névoas de ácido sulfúrico

Referência regulamentar

ACGIH – TLVs® and BEIs®

Hidróxido de sódio

EUA - ACGIH - Limites de exposição ocupacional

Nome local

Hidróxido de sódio

ACGIH OEL – Ceiling

2 mg/m³

Observação (ACGIH)

Limite teto para prevenção de lesões corrosivas

Referência regulamentar (US-OSHA)

ACGIH – TLVs® and BEIs®

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 02/2026
FÓSFORO – REF. 342 ANVISA - 80022230154		Página: 6 de 10

8.2. Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados de engenharia

Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança para emergência devem estar disponíveis nas imediações de qualquer potencial de exposição.

8.3. Medidas de proteção pessoal

Equipamento de proteção individual:

Roupa à prova de corrosão.

Proteção para as mãos:

Luvas de proteção de PVC, luvas de borracha nitrílica.

Proteção para os olhos:

Usar óculos de segurança herméticos.

Proteção para a pele e o corpo:

Usar sapatos de segurança de borracha impermeável.

Proteção respiratória:

Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória nos casos em que possa ocorrer inalação durante a utilização.

Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:



SEÇÃO 9: Propriedades Físicas e Químicas

9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

Estado Físico	Líquido
Aparência	Não disponível
Cor	Padrão: Não disponível Redutor: Não disponível Molibdato: Levemente amarelada a alaranjada Tampão: Não disponível
Odor	Não disponível
Limiar de odor	Não disponível
PH	Não disponível
Ponto de fusão	Não disponível
Ponto de congelamento	Não disponível
Ponto de ebulição	Não disponível
Ponto de Fulgor	Não disponível
Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1)	Não disponível
Inflamabilidade	Não disponível

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 02/2026
FÓSFORO – REF. 342 ANVISA - 80022230154		Página: 7 de 10

Limite de explosão	Não disponível
Pressão de vapor	Não disponível
Densidade relativa do vapor a 20°C	Não disponível
Densidade relativa	Não disponível
Densidade	Não disponível
Solubilidade	Não disponível
Coefficiente de partição n-octanol/água (valor do log Kow)	Não disponível
Temperatura de auto-ignição	Não disponível
Temperatura de decomposição	Não disponível
Viscosidade, cinemática	Não disponível
Tamanho das partículas	Não Aplicável
Distribuição do tamanho das partículas	Não Aplicável
Forma das partículas	Não Aplicável
Taxa de proporção das partículas	Não Aplicável
Área de superfície específica das partículas	Não Aplicável

9.2. Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico

Nenhuma informação adicional disponível.

9.3. Outras características de segurança

Nenhuma informação adicional disponível.

SEÇÃO 10: Estabilidade e Reatividade

Estabilidade química	Estável sob condições normais de uso. Durante o uso, pode formar misturas de vapor-ar inflamáveis/explosivas.
Condições a serem evitadas	Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. Não fume. Evite o contato com superfícies quentes. Temperaturas elevadas. Evite a formação de vapores.
Produtos perigosos da decomposição	Pode liberar gases tóxicos. Pode decompor-se quando exposto a temperaturas elevadas, liberando gases corrosivos.
Materiais incompatíveis	Materiais combustíveis. Metais.
Possibilidade de reações perigosas	Os líquidos/vapores podem incendiar-se ou reagirem com outros materiais.
Reatividade	Pode ser corrosivo para os metais.
Temperatura de manipulação	Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 11: Informações Toxicológicas

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral)	Pode causar náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaléia e efeitos sistêmicos.
-------------------------	---

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 02/2026
FÓSFORO – REF. 342 ANVISA - 80022230154		Página: 8 de 10

Toxicidade aguda (dérmica)	Pode ser absorvida pela pele. Provoca queimaduras químicas, dor intensa e lesões cutâneas.
Toxicidade aguda (inalação)	Pode provocar irritação severa das vias respiratórias, tosse, dificuldade respiratória e risco de edema pulmonar.
Corrosão/irritação à pele	Provoca irritação à pele, queimaduras químicas graves e necrose dos tecidos.
Lesões oculares graves/irritação ocular	Provoca irritação ocular grave, causando cegueira
Sensibilização respiratória ou à pele	Não disponível
Mutagenicidade em células germinativas	Não disponível
Carcinogenicidade	Não disponível
Toxicidade à reprodução	Não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição Única	Não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única	Pode provocar sonolência ou vertigem.
Toxicidade para órgãos-alvos específicos - Exposição repetida	Não disponível
Perigo por aspiração	Não disponível

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos	Pode causar queimaduras severas.
Sintomas/efeitos em caso de inalação	Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração.
Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele	Altamente corrosivo para a pele. Provoca queimaduras graves. Irritação (coceira, vermelhidão, formação de bolhas).
Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos	Ardência. Vermelhidão. Causa graves queimaduras nos olhos. Vermelhidão, coceira, lágrimas.
Sintomas/efeitos em caso de ingestão	Queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1. Ecotoxicidade

Perigoso ao ambiente aquático, agudo	Não classificado
Perigoso ao ambiente aquático, crônico	Não classificado

12.2. Persistência e degradabilidade

Hidroxilamina (2,9 mol/L)

Persistência e degradabilidade	Baixa a moderada no meio ambiente. Substância quimicamente instável, decompondo-se em presença de oxigênio, luz, metais e agentes oxidantes. Sofre degradação química rápida em ambientes aquosos. Pode se degradar formando nitrogênio, óxidos de nitrogênio e amônia.
--------------------------------	---

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 02/2026
FÓSFORO – REF. 342 ANVISA - 80022230154		Página: 9 de 10

Ácido sulfúrico (900 mmol/L)

Persistência e degradabilidade

Não é persistente no ambiente.
Dissocia-se completamente em água formando íons sulfato.
Não aplicável no conceito de biodegradação (substância inorgânica).
Participa do ciclo natural do enxofre.

Molibdato de amônio (41 mmol/L)

Persistência e degradabilidade

Moderada no ambiente aquático e no solo, na forma de íons molibdato.
Não biodegradável (substância inorgânica).
Pode sofrer transformação química e adsorção ao solo.

Hidróxido de sódio (10 mol/L)

Persistência e degradabilidade

Não é persistente.
Reage rapidamente com água e dióxido de carbono do ar, formando carbonatos.
Não aplicável (substância inorgânica).
Neutralização rápida no ambiente.

12.3. Potencial bioacumulativo

Hidroxilamina (2,9 mol/L)

Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)

Baixo coeficiente de partição

Ácido sulfúrico (900 mmol/L)

Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)

Não bioacumulativo.

Molibdato de amônio (41 mmol/L)

Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)

Baixo potencial de bioacumulação.

Hidróxido de sódio (10 mol/L)

Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)

Não bioacumulativo.

12.4. Mobilidade no solo

Nenhuma informação adicional disponível.

12.5 Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozônio

Não disponível.

Outros efeitos adversos

Pode causar modificações de pH nos sistemas ecológicos aquosos. Antes da neutralização o produto pode ser perigoso para os organismos aquáticos.

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

Legislação regional (resíduos)

O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.

Métodos de tratamento de resíduos

Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislações locais.

Recomendações de despejo de águas residuais

O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.

Recomendações de disposição de produtos/embalagens

Cumprir com os regulamentos aplicáveis para a eliminação dos resíduos sólidos. O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais. O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.

Informações adicionais

Vapores inflamáveis podem acumular-se no recipiente. Não reutilizar recipientes vazios.

Informações Ecológicas

Evite a liberação para o meio ambiente.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	Última revisão: 02/2026
FÓSFORO – REF. 342 ANVISA - 80022230154		Página: 10 de 10

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

14.1. Regulamentações nacionais e internacionais

Não classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte

14.2. Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível.

SEÇÃO 15: Regulamentos nacionais

Regulamentações locais do Brasil

Resolução no 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.
Norma ABNT NBR 14725.

Hidroxilamina (CAS 546-31-0): Polícia Federal-Lista

nº CAS (Sistema)	546-31-0
Nome (CAS)	Hidroxilamina
Número de ordem	083
Nome Oficial	HIDROXILAMINA
Lista de controle	Lista VI – Reagentes capazes de serem empregados na preparação de drogas
Nota 1	Sujeito a controle e fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, em concentração igual ou superior a 1% conforme disposto no adendo da Lista VI da Portaria MJSP nº 204/2022.

Ácido sulfúrico (CAS 7664-93-9): Polícia Federal-Lista

nº CAS (Sistema)	7664-93-9
Nome (CAS)	Ácido sulfúrico
Número de ordem	Conforme Anexo I da Portaria MJSP nº 204/2022
Nome Oficial	ÁCIDO SULFÚRICO
Lista de controle	Lista IV – Ácidos
Nota 1	Produto químico sujeito a controle e fiscalização pela Polícia Federal quando comercializado, transportado ou utilizado em concentração igual ou superior a 10%, conforme critérios e exceções definidos na Portaria MJSP nº 204/2022.

SEÇÃO 16: Outras Informações

Outras informações	1- Padrão de 5,0 mg/dL - Contém fosfato monobásico de potássio em solução aquosa na concentração de 5,0 mg/dL. Após o uso, armazenar bem vedado entre 2-8 °C para evitar evaporação. 2- Redutor - Contém polivinilpirrolidona e hidroxilamina 2,9 mol/L. Este reagente pode apresentar coloração levemente amarelada até alaranjada. 3- Molibdato - Contém molibdato de amônio 41 mmol/L e ácido sulfúrico 900 mmol/L. 4- Tampão - Contém carbonato de sódio 50 mmol/L e hidróxido de sódio 10 mol/L.
--------------------	---

Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.