

Produto Producto / Product:	FIA CKMB FIA CKMB/FIA CKMB
Referência Referencia / Reference:	178
Lote Lot:	Y2510078 (002)
Validade Validez / Expiration date:	08/2028

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Placa-Teste Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects	Íntegra e sem manchas Se integra y sin manchas/Integrates and without stains	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspecto Diluente Aspectos diluyente/ Thinner Aspects	Límpido incolor Claro incolor/ Clear colorless	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	187,99 (135,64 - 240,34) ng/mL	137,25 ng/mL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	410,76 (306,21- 515,31) ng/mL	352,79 ng/mL

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

