

|                                                                                  |                                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)</b> | Última revisão:<br>02/2026 |
| <b>HBSAG – REF. 142 ANVISA - 80022230239</b>                                     |                                           | Página: 1 de 8             |

## SEÇÃO 1: Identificação

### 1.1. Identificação do produto:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Forma do Produto  | Mistura           |
| Nome Comercial    | HBSAG             |
| Código do Produto | 142               |
| Grupo do Produto  | Produto Comercial |

### 1.2. Outras maneiras de identificação

HBSAG - Cat. 142

### 1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso

Uso recomendado Somentemente para uso diagnóstico *in vitro*.

### 1.4. Detalhes do fornecedor

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.  
Rua Carmelita Toledo, 240  
Eymard - Belo Horizonte - MG Brasil - 31910-570  
CNPJ: 03.142.794/0001-16  
Serviço de Apoio ao Cliente  
Fone: 55 (31) 3045-2800  
[sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)

### 1.5. Número do telefone de emergência

Número de emergência (31)30452800/ (31) 9319-8767

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### Classificação de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725:2023)

Toxicidade aguda  
Perigosa ao meio ambiente aquático

### 2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

#### GHS BR rotulagem

Produto para uso diagnóstico *in vitro*. Não classificado como perigoso segundo o GHS. Contém azida sódica em baixa concentração, devendo ser manuseado conforme boas práticas laboratoriais.

### 2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação

Nenhuma informação adicional disponível.

## SEÇÃO 3: Composição e Informações sobre os Ingredientes

### 3.1. Substâncias

Não é aplicável.

### 3.2. Misturas

| Nome           | Identificação do produto | %     |
|----------------|--------------------------|-------|
| azida de sódio | nº CAS: 26628-22-8       | 0,001 |

|                                                                                  |                                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)</b> | Última revisão:<br>02/2026 |
| <b>HBSAG – REF. 142 ANVISA - 80022230239</b>                                     |                                           | Página: 2 de 8             |

## SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

### 4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

|                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas gerais de primeiros-socorros                    | As azidas são altamente tóxicas — a atenção médica deve ser <b>imediate</b> mesmo em casos de suspeita de exposição. |
| Medidas de primeiros-socorros após inalação             | Quando os sintomas ocorrerem: vá para o ar fresco e ventile a área suspeita.                                         |
| Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele   | Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.            |
| Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos | Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.            |
| Medidas de primeiros-socorros após ingestão             | Se ingerido, procurar orientação médica imediatamente e mostrar a embalagem ou o rótulo.                             |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

|                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomas/efeitos em caso de inalação             | Embora nenhum dado apropriado de efeitos para a saúde humana ou animal seja conhecido, espera-se que este material seja perigoso por inalação.                                                                |
| Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele   | <b>Remova imediatamente roupas contaminadas</b> e lave a pele com <b>água corrente abundante por pelo menos 15 minutos</b> . O Fenol pode ser absorvido pela pele — o atendimento médico urgente é essencial. |
| Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos | Lave com <b>água corrente abundante por no mínimo 15 minutos</b> , mantendo as pálpebras abertas. Procure atendimento médico imediatamente.                                                                   |
| Sintomas/efeitos em caso de ingestão             | <b>Não provoque vômito</b> . Enxágue a boca com água sem engolir e procure atendimento médico imediatamente.                                                                                                  |

### 4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Notas ao médico | Tratar sintomaticamente. |
|-----------------|--------------------------|

## SEÇÃO 5: Medidas de Combate a Incêndio

### 5.1. Meios de extinção

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Meios de extinção adequados   | Pó químico seco, CO <sub>2</sub> , água pulverizada ou espuma comum. |
| Meios de extinção inadequados | Não use jato de água.                                                |

### 5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Perigo de incêndio | Nenhum perigo de incêndio.        |
| Perigo de explosão | Nenhum perigo direto de explosão. |

### 5.3. Medidas de proteção especial para a equipe de combate a incêndio

|                                        |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instruções de combate a incêndios      | Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável. Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória. |
| Proteção durante o combate a incêndios | Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.                                                                                                                          |

|                                                                                  |                                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)</b> | Última revisão:<br>02/2026 |
| <b>HBSAG – REF. 142 ANVISA - 80022230239</b>                                     |                                           | Página: 3 de 8             |

## SEÇÃO 6: Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

### 6.1. Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas gerais | Evitar o contato com a pele e com os olhos. Impedir a entrada em esgotos, solos, fossas ou qualquer outro lugar onde a sua acumulação possa ser perigosa. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas. Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento de proteção     | Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.                                                                                                                 |
| Procedimentos de emergência | Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de proteção adequado pode intervir. Abandone a área. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais. |

#### 6.1.2. Para o pessoal do serviço de emergência

|                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento de proteção     | Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados. Equipar o pessoal da limpeza com proteção adequada.                                                                                             |
| Procedimentos de emergência | Impedir a entrada em esgotos, solos, fossas ou qualquer outro lugar onde a sua acumulação possa ser perigosa. Evacuar o pessoal desnecessário. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. |

### 6.2. Precauções ao meio ambiente

Evite a liberação para o meio ambiente. Não permitir a entrada em bueiros ou cursos de água. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas.

### 6.3. Métodos e materiais para a contenção e limpeza

|                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para contenção     | Absorver o material derramado com areia ou terra. Contenha qualquer derramamento com barreiras ou materiais absorventes para evitar migração e entrada em esgotos e córregos. Interromper o vazamento, se possível sem riscos. |
| Métodos de limpeza | Absorver o líquido derramado com material absorvente.                                                                                                                                                                          |
| Outras informações | Eliminar materiais ou resíduos sólidos em um centro autorizado.                                                                                                                                                                |

## SEÇÃO 7: Manuseio e Armazenamento

### 7.1. Precauções para manuseio seguro

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perigos adicionais quando processado | Não se espera que apresente um perigo significativo sob condições normais de uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precauções para manuseio seguro      | Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Tomar todas as medidas técnicas necessárias para evitar ou minimizar o lançamento do produto no local de trabalho. Limitar as quantidades do produto ao mínimo necessário para a manipulação e limitar o número de trabalhadores expostos. Usar equipamento de proteção individual. Conserve somente no recipiente original. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. |
| Medidas de higiene                   | Sempre lave as mãos após manusear o produto. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Medidas técnicas | Mantenha em local fresco, bem ventilado e longe de fontes de calor. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                           |                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Analisa</b>                               | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)</b> | Última revisão:<br>02/2026 |
| <b>HBSAG – REF. 142 ANVISA - 80022230239</b> |                                           | Página: 4 de 8             |

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Condições de armazenamento   | Armazenar no recipiente original. Mantenha em local fresco.                           |
| Temperatura de armazenamento | Armazenar entre 4 a 30 °C.                                                            |
| Materiais para embalagem     | Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original. |

## SEÇÃO 8: Controle de Exposição e Proteção Individual

### 8.1. Parâmetros de controle

#### azida de sódio (26628-22-8)

#### EUA - ACGIH - Limites de exposição ocupacional

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome local              | Sodium azide                                                                              |
| ACGIH OEL Ceiling       | 0,29 mg/m <sup>3</sup> (as Sodium azide)<br>0,11 ppm (as Hydrazoic acid vapor)            |
| Observação (ACGIH)      | TVL® Basis: Card impair; lung dam. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen) |
| Referência regulamentar | ACGIH 2024                                                                                |

### 8.2. Medidas de controle de engenharia

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Controles apropriados de engenharia | Assegurar boa ventilação do local de trabalho. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|

### 8.3. Medidas de proteção pessoal

#### Equipamento de proteção individual:

Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.

#### Proteção para as mãos:

Luvas de proteção (Nitrilo, neopreno, pva)

#### Proteção para os olhos:

Usar óculos de segurança com proteções laterais, ou **face shield** para prevenir respingos.

#### Proteção para a pele e o corpo:

Usar roupas de proteção adequadas.

#### Proteção respiratória:

**Máscara respiratória com filtro químico** ou PFF2/N95 se houver risco de inalação de pó, névoa ou vapores.

#### Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:



## SEÇÃO 9: Propriedades Físicas e Químicas

### 9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

|               |                |
|---------------|----------------|
| Estado Físico | Líquido        |
| Aparência     | Não disponível |

|                                                                                  |                                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)</b> | Última revisão:<br>02/2026 |
| <b>HBSAG – REF. 142 ANVISA - 80022230239</b>                                     |                                           | Página: 5 de 8             |

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Cor                                                       | Não disponível |
| Odor                                                      | Não disponível |
| Limiar de odor                                            | Não disponível |
| PH                                                        | Não disponível |
| Ponto de fusão                                            | Não disponível |
| Ponto de congelamento                                     | Não disponível |
| Ponto de ebulição                                         | Não disponível |
| Ponto de Fulgor                                           | Não disponível |
| Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1)       | Não disponível |
| Inflamabilidade                                           | Não disponível |
| Limite de explosão                                        | Não disponível |
| Pressão de vapor                                          | Não disponível |
| Densidade relativa do vapor a 20°C                        | Não disponível |
| Densidade relativa                                        | Não disponível |
| Densidade                                                 | Não disponível |
| Solubilidade                                              | Não disponível |
| Coeficiente de partição n-octanol/água (valor do log Kow) | Não disponível |
| Temperatura de auto-ignição                               | Não disponível |
| Temperatura de decomposição                               | Não disponível |
| Viscosidade, cinemática                                   | Não disponível |
| Tamanho das partículas                                    | Não Aplicável  |
| Distribuição do tamanho das partículas                    | Não Aplicável  |
| Forma das partículas                                      | Não Aplicável  |
| Taxa de proporção das partículas                          | Não Aplicável  |
| Área de superfície específica das partículas              | Não Aplicável  |

## 9.2. Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico

Nenhuma informação adicional disponível.

## 9.3. Outras características de segurança

Nenhuma informação adicional disponível.

## SEÇÃO 10: Estabilidade e Reatividade

Estabilidade química Estável sob condições normais de uso.

Condições a serem evitadas Temperaturas extremamente altas ou baixas. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. Não fume.

|                                                                                  |                                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)</b> | Última revisão:<br>02/2026 |
| <b>HBSAG – REF. 142 ANVISA - 80022230239</b>                                     |                                           | Página: 6 de 8             |

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produtos perigosos da decomposição | À temperatura ambiente, não é conhecido nenhum produto perigoso de decomposição.         |
| Materiais incompatíveis            | Consultar o(s) fornecedor(es) destes materiais para recomendações específicas.           |
| Possibilidade de reações perigosas | Nenhuma, em condições normais de uso.                                                    |
| Reatividade                        | O produto não é reativo nas condições normais de utilização, armazenamento e transporte. |
| Temperatura de manipulação         | Nenhuma informação adicional disponível                                                  |

## SEÇÃO 11: Informações Toxicológicas

### 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Toxicidade aguda (oral)                                       | Não disponível            |
| Toxicidade aguda (dérmica)                                    | Não disponível            |
| Toxicidade aguda (inalação)                                   | Não disponível            |
| Corrosão/irritação à pele                                     | Não disponível<br>PH: 7,2 |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                       | Não disponível<br>PH: 7,2 |
| Sensibilização respiratória ou à pele                         | Não disponível            |
| Mutagenicidade em células germinativas                        | Não disponível            |
| Carcinogenicidade                                             | Não disponível            |
| Toxicidade à reprodução                                       | Não disponível            |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição Única     | Não disponível            |
| Toxicidade para órgãos-alvos específicos - Exposição repetida | Não disponível            |
| Perigo por aspiração                                          | Não disponível            |

### 11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

|                                                  |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomas/efeitos em caso de inalação             | Embora nenhum dado apropriado de efeitos para a saúde humana ou animal seja conhecido, espera-se que este material seja perigoso por inalação. |
| Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele   | Nenhum em condições normais.                                                                                                                   |
| Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos | Nenhum em condições normais.                                                                                                                   |
| Sintomas/efeitos em caso de ingestão             | Nenhum em condições normais.                                                                                                                   |
| Sintomas crônicos                                | Nenhum em condições normais.                                                                                                                   |

## SEÇÃO 12: Informações ecológicas

### 12.1. Ecotoxicidade

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Perigoso ao ambiente aquático, agudo   | Muito tóxico para organismos aquáticos.                    |
| Perigoso ao ambiente aquático, crônico | Muito tóxico para a vida aquática com efeitos prolongados. |

|                                                                                  |                                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)</b> | Última revisão:<br>02/2026 |
| <b>HBSAG – REF. 142 ANVISA - 80022230239</b>                                     |                                           | Página: 7 de 8             |

**Azida de Sódio (CAS 26628-22-8)**

|                                                    |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peixes (Oncorhynchus mykiss / Lepomis macrochirus) | Parâmetro: LC <sub>50</sub> (96h) Valor Aproximado: ~ 0,7 – 2 mg/L Efeito:Altamente tóxico agudo.                         |
| Daphnia magna (crustáceo)                          | Parâmetro: EC <sub>50</sub> (48h) Valor Aproximado: ~ 0,5 – 1 mg/L Efeito: Altamente Tóxico para invertebrados aquáticos. |
| Algas (Scenedesmus sp.)                            | Parâmetro: EC <sub>50</sub> (72h) Valor Aproximado: ~ 1 mg/L Efeito:Inibe crescimento de algas.                           |

**12.2. Persistência e degradabilidade**

**azida de sódio (26628-22-8)**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Persistência e degradabilidade | Rapidamente degradável. |
|--------------------------------|-------------------------|

**12.3. Potencial bioacumulativo**

Nenhuma informação adicional disponível.

**12.4. Mobilidade no solo**

Nenhuma informação adicional disponível.

**12.5. Outros efeitos adversos**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Perigoso para a camada de ozônio | Não disponível. |
|----------------------------------|-----------------|

**SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legislação regional (resíduos)                     | O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.                                                                                                                                                     |
| Métodos de tratamento de resíduos                  | Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislações locais.                                                                                                                                                     |
| Recomendações de despejo de águas residuais        | O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.                                                                                                                                                     |
| Recomendações de disposição de produtos/embalagens | Cumprir com os regulamentos aplicáveis para a eliminação dos resíduos sólidos. O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais. O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais. |
| Informações adicionais                             | Não reutilizar recipientes vazios.                                                                                                                                                                                       |
| Informações Ecológicas                             | Evite a liberação para o meio ambiente.                                                                                                                                                                                  |

**SEÇÃO 14: Informações sobre transporte**

**14.1. Regulamentações nacionais e internacionais**

Não classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte

**14.2. Outras informações**

Nenhuma informação adicional disponível.

**SEÇÃO 15: Regulamentos nacionais**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamentações locais do Brasil | Resolução no 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências. Norma ABNT NBR 14725. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                           |                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Analisa</b>                               | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)</b> | Última revisão:<br>02/2026 |
| <b>HBSAG – REF. 142 ANVISA - 80022230239</b> |                                           | Página: 8 de 8             |

#### azida de sódio (26628-22-8): Exército Brasileiro-Lista

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| nº CAS (Sistema)  | 26628-22-8          |
| Nome (CAS)        | Azida de sódio      |
| Número de ordem   | 7.3.0040            |
| Nome Oficial      | Azida de sódio      |
| Tipo de PCE       | 7 - PRODUTO QUÍMICO |
| Grupo de Controle | 7.3 - PQIM          |

#### azida de sódio (26628-22-8): Polícia Civil-Lista

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| nº CAS (Sistema)  | 26628-22-8                      |
| Nome (CAS)        | Azida de sódio                  |
| Número de ordem   | 390                             |
| Nome Oficial      | AZIDA DE SÓDIO                  |
| Grupo de Controle | 1 - PQ controlado pelo exército |

### SEÇÃO 16: Outras Informações

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outras informações | <p><b>1 - Placa-Teste:</b> almofada de conjugado contendo anticorpos monoclonais anti-HBsAg ligada à ouro coloidal, membrana de nitrocelulose revestida com anticorpos anti-HBsAg na região da linha teste (T) e anticorpos policlonais IgG anti-camundongo na região da linha controle (C).</p> <p><b>2 - Diluente:</b> tampão fosfato (PBS) 0,1 mol/L pH 7,2 ± 0,2 e azida sódica.</p> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Outros perigos que não são aplicáveis no âmbito da classificação do GHS:



Como nenhum teste conhecido pode garantir que os produtos derivados do sangue humano não transmitam doenças infecciosas, é recomendável manipulá-los como potencialmente infecciosos.

Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.