


Produto
Producto / Product: **Creatinina**
Creatinina/ Creatinine**Referência**
Referencia / Reference: **435****Lote**
Lot: **202301 CM01****Validade**
Validez / Expiration date: **01/2026****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	< 0,200	0,07
Fator de Calibração (505 nm) Factor Calibración (505 nm)/ Calibration Factor (505 nm):	65,0 - 85,0	76,66
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	10 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	1,01 (0,86-1,16) mg/dL	1,03 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	4,25 (3,61-4,89)mg/dL	4,50 mg/dL

Data
Fecha / Date: **16/02/2023****Isabela Fernandes Alves dos Santos**

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br