



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

Amilase Direta CNP

Amilasa Directa CNP/Direct Amylase CNP

Referência

Referencia / Reference:

407M**Lote**

Lot:

202403 (CM02)**Validade**

Validez / Expiration date:

07/2025**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,032
Linearidade Linealidad / Linearity:	1700 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	193 (154 - 232) U/L	190,1 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	640 (512 - 768) U/L	647,7 U/L

Data

Fecha / Date:

30/07/2024**Isabela Fernandes Alves dos Santos**

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.brwww.goldanalisa.com.br

