



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto
Producto / Product: **Microalbuminúria**
Microalbuminuria/Microalbuminuria

Referência
Referencia / Reference: **470**

Lote
Lot: **3094**

Validade
Validez / Expiration date: **07/2024**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<1,200	0,4704
Linearidade Linealidad / Linearity:	130 mg/L	De Acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	32,3 (25,8 - 38,8) mg/L	29,7 mg/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	64,7 (51,7 - 77,6) mg/L	62,8 mg/L

Data
Fecha / Date: **20/04/2023**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br

