


Produto
Producto / Product:**Proteinúria**
Proteinuria/Proteinuria**Referência**
Referencia / Reference:**498/498M****Lote**
Lot:**202406 (CM01)****Validade**
Validez / Expiration date:**06/2026****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	<0,150	0,078
Fator de Calibração Factor Calibración)/ Calibration Factor :	114 - 170	142,00
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	100 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	40 (32 - 48) mg/dL	36,37 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	68 (58 - 86) mg/dL	62,30 mg/dL

Data
Fecha / Date:**29/01/2025****Isabela Fernandes Alves dos Santos**

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br