

| | |
|--|--|
| Produto Producto / Product: | Colesterol Colesterol/ Cholesterol |
| Referência Referencia / Reference: | 111 |
| Lote do Kit: Lot: | 26023A (CM01) |
| Validade do Kit Validez / Expiration date: | 31/03/2027 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|--|---|--|
| Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance | ≤0,400 | 0.041 |
| Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects: | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad/Linearity: | 500 mg/dL | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I: | 93 (79 - 107) mg/dL | 99,0 mg/dL |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II: | 147 (125 - 169) mg/dL | 156,0 mg/dL |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 20/04/2026 |
|------------------------------|-------------------|

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br