

Produto
Producto / Product: **LDH UV**
LDH UV/ LDH UV**Referência**
Referencia / Reference: **457/457M****Lote**
Lot: **202406 CM03****Validade**
Validez / Expiration date: **03/2026****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	> 0,800	1,683
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	2000 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	433 (346-520) U/L	486,10 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	850 (680-1020) U/L	783,43 U/L

Data
Fecha / Date: **30/06/2025****Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br