


Produto
Producto / Product:**TP Líquida**
TP neto/ Net TP**Referência**
Referencia / Reference:**555****Lote**
Lot:**3292****Validade**
Validez / Expiration date:**18/02/2025****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Plasma Controle nível I Nível de control de plasma I/Plasma Control Level I:	14 (11 - 17) segundos	15,10 segundos
Plasma Controle nível II Nível de control de plasma I/Plasma Control Level II:	32 (23 - 41) segundos	35,40 segundos
Valor do ISI Valor ISI/ISI value:	1,00 a 1,10	1,04

Data
Fecha / Date:**09/11/2023****Isabela Fernandes Alves dos Santos**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br