



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>PCR Turbidimetria</b> Turbidimetría por PCR/PCR Turbidimetry
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>473</b>
<b>Data de fabricação:</b> Manufacture date:	<b>07/05/2026</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>Padrão cat. 473.1 - 1 ml - lote 3709 - CRP 67,1 mg/L</b> <b>Látex cat. 473.2 - 10 mL - lote 0010A</b> <b>Tampão cat. 473.3 - 40 mL - lote 0009A</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>Padrão val. 01/09/2028</b> <b>Látex val. 28/01/2028</b> <b>Tampão val. 28/01/2028</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>≤0,900</b>	<b>0,484</b>
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>150 mg/L</b>	<b>De Acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	25,6 (17,9 - 33,3) mg/L	<b>29,0 mg/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	52,8 (37,0 - 68,6) mg/L	<b>53,0 mg/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>11/06/2026</b>
------------------------------	-------------------

*Tatiane Trindade*

**Tatiane T G Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)