

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.2

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 1211

VAL.: 2023-04

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

| Lote: 1211 Val: 04/2023 | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|-------|-------------|----------|
| Analito | Método | Nível | Valor | Intervalo | Unidades |
| AEO | Turbidimetria | Elevado (N2) | 236 | 189 - 283 | UI/mL |
| FR | Turbidimetria | Elevado (N2) | 75.7 | 53.0 - 98.4 | UI/mL |
| PCR | Turbidimetria | Elevado (N2) | 60.5 | 42.4 - 78.7 | mg/L |

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 12/21