

| | |
|---|--|
| Produto Producto / Product: | Fosfatase Alcalina Fosfatasa alcalina/Alkaline phosphatase |
| Referência Referencia / Reference: | 440 |
| Lote Lot: | 0002 (CM01) |
| Validade Validez / Expiration date: | 05/2027 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|---|--|--|
| Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance | <1,200 | 0,1325 |
| Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects: | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad/Linearity: | 1500 U/L | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I: | 123 (98 - 148) U/L | 112 U/L |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II: | 527 (422 - 632) U/L | 480 U/L |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 23/04/2026 |
|------------------------------|-------------------|

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br