



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produto</b><br>Producto / Product:         | <b>Glicose</b><br>Glucosa/Glucose |
| <b>Referência</b><br>Referencia / Reference:  | <b>112E</b>                       |
| <b>Lote</b><br>Lot:                           | <b>23045A CM01</b>                |
| <b>Validade</b><br>Validez / Expiration date: | <b>10/2025</b>                    |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:                                            | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango acceptable / Acceptable range:                           | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Absorbância do branco</b><br>Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:               | <b>&lt;0,300</b>                                                                         | <b>0,022</b>                                                     |
| <b>Fator de Calibração</b><br>Factor de calibración/<br>Calibration Factor              | <b>236 - 354</b>                                                                         | <b>329,4</b>                                                     |
| <b>Aspectos físico-químico</b><br>Aspectos físico-químicos/<br>Physico-chemical aspects | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/ Within internal limits | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Linearidade</b><br>Linealidad / Linearity:                                           | <b>Até 500 mg/dL</b><br>Hasta 500 mg/dL/ Until 500 mg/dL                                 | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nível I/Control Serum Level I:         | <b>97 (82 -112) mg/dL</b>                                                                | <b>98,33 mg/dL</b>                                               |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nível II/Control Serum Level II:      | <b>253 ( 215 -291) mg/dL</b>                                                             | <b>252 mg/dL</b>                                                 |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Data</b><br>Fecha / Date: | <b>07/03/2024</b> |
|------------------------------|-------------------|

*Isabela F. A. Silva*

---

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**

Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**

**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**