

Produto Producto / Product:	Albumina Bovina Albúmina Bovina/Bovine Albumin
Referência Referencia / Reference:	173
Lote Lot:	6054
Validade Validez / Expiration date:	15/09/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Aspecto visual e Propriedades Organolépticas

Reagente	Referência	Resultado
Albumina Bovina 22% Reagente potencializador de reação antígeno-anticorpo (1 x 10 mL)	Líquido límpido, amarelado, inodoro, sem partículas ou precipitados.	Aprovado

Registro de determinação para Pesquisa de anticorpos (Coombs)

Pesquisa de Antiglobulina Direta (Coombs Direto)

AMOSTRA	SORO ANTI-HUMANO	INTERPRETAÇÃO	RESULTADO
SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%)	A	Ausência de Aglutinação	Negativo
	B	Ausência de Aglutinação	Negativo
	AB	Ausência de Aglutinação	Negativo
	O	Ausência de Aglutinação	Negativo

Gradação	Descrição
4 +	Botão sólido com pequenos grumos e fundo claro
3 +	Grumos grandes e numerosos com fundo claro
2 +	Grumos pequenos e numerosos com fundo róseo
1 +	Grumos pequenos e fundo bastante róseo
(+) - Fraco	Presença de minúsculas aglutinações em fundo bastante róseo
0 - Negativo	Ausência de aglutinação, fundo bastante róseo com hemácias em suspensão
CM (Campo Misto)	Presença de aglutinações e de hemácias em suspensão, com fundo róseo
He	Hemólise total ou parcial das hemácias. É indicador de positividade

Data	16/05/2026
-------------	-------------------

Fecha / Date:

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br