


**Produto**  
Producto / Product: **Frutosamina**  
Frutosamina/Frutosamine**Referência**  
Referencia / Reference: **462M****Lote**  
Lot: **2132****Validade**  
Validez / Expiration date: **01/2025****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:                                       | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango aceptable / Acceptable range: | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Absorbância do branco</b><br>Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:          | <b>&lt;0,065</b>                                              | <b>0,0001</b>                                                    |
| <b>Linearidade</b><br>Linealidad / Linearity:                                      | <b>7,0 mmol/L</b>                                             | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nivel I/Control Serum Level I:    | <b>2,98(2,40 - 3,56) mmol/L</b>                               | <b>2,75 mmol/L</b>                                               |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nivel II/Control Serum Level II: | <b>4,83 (3,87 - 5,79) mmol/L</b>                              | <b>4,35 mmol/L</b>                                               |

**Data**  
Fecha / Date: **22/07/2022****Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
CNPJ: 03.142.794/0001-16  
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG  
Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)