

Produto
Producto / Product: **PCR Turbidimetria**
Turbidimetría por PCR/PCR Turbidimetry

Referência
Referencia / Reference: **473**


Lote
Lot: **5048**

Validade
Validez / Expiration date: **03/2027**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	≤0,900	0,588
Linearidade Linealidad / Linearity:	150 mg/L	De Acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	25,3 (17,7 - 32,9) mg/L	28,00 mg/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	53,5 (37,5 - 69,6) mg/L	53,00 mg/L

Data
Fecha / Date: **12/02/2025**



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br