



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

Ureia

Urea/Urea

Referência

Referencia / Reference:

427E

Lote

Lot:

202501 CM01

Validade

Validez / Expiration date:

04/2028

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	< 0,100	0,041
Fator de Calibração (578 nM) Factor Calibración / Calibration Factor :	161-253	204,10
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	300 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	39 (33 - 45) mg/dL	39,67 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	130 (111 - 150) mg/dL	132,33 mg/dL

Data

Fecha / Date:

06/06/2025

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br